

Nouveau test salivaire pour la buprénorphine et la méthadone

www.securetec.net



DrugWipe® 2 S BUP/MTD

Numéro d'article : S 207 G

Methadon



DrugWipe® 2 S BUP/MTD

Traitement de la dépendance et usage abusif : les deux visages de la buprénorphine et de la méthadone

Les substances actives que sont la buprénorphine et la méthadone sont utilisées depuis des années dans les traitements pour toxicomanes. Dans le même temps, ces deux substances ont également été utilisées de manière abusive en tant que drogue. C'est pourquoi Securetec a développé le test salivaire DrugWipe 2 S Buprénorphine / Méthadone.

La prise orale de méthadone et celle sublinguale de buprénorphine calment l'envie physique d'opiacés et préviennent ainsi les symptômes de sevrage. L'euphorie attendue ne survient cependant pas. Pour retrouver ce sentiment, la dose peut être augmentée ou la forme d'administration modifiée. Cela fonctionne car la prise par voie intraveineuse ou nasale permet d'atteindre un taux sanguin plus élevé plus rapidement par rapport à l'administration thérapeutique prescrite.

Plus d'informations sur les caractéristiques du test rapide

- Résultats de test rapides : lecture possible au bout de 3 à 8 minutes maximum
- Hygiénique : réalisation rapide et facile du prélèvement
- Flexible : exécution de tests possible partout à tout moment
- Fiable : manipulation sûre ; résultats de tests fiables même en cas de sécheresse buccale



Nouveau test salivaire pour la buprénorphine et la méthadone

	Méthadone	Buprénorphine
Dosage typique dans le cadre d'un traitement de substitution	80-120 mg/jour	4-24 mg/jour
Forme pharmaceutique	Sirop buvable ou comprimés	Souvent sublinguale (par ex. Subutex®)
Effet	Calmant, anxiolytique et sédatif comme la morphine mais sans l'euphorie	Effet faible par rapport à la morphine et non sédatif
Temps d'efficacité	Jusqu'à 36 h	Jusqu'à 72 h
Dangers	Danger de mort par arrêt respiratoire en cas de surdosage	Danger d'arrêt respiratoire plus faible en cas de surdosage
Acceptation/chance de réussite du traitement	Meilleure acceptation que la buprénorphine par les patients présentant une dépendance de longue date	L'effet sédatif faible a des avantages pour les patients jeunes/intégrés socialement et professionnellement

Comparaison des propriétés de la buprénorphine et de la méthadone

L'usage abusif est facilité par une grande disponibilité des deux substances sur le marché noir. Ainsi, en 2020, 59 kg de méthadone illégale ont été saisis dans toute l'Europe et 3 533 saisies de buprénorphine ont été effectuées¹. En 2019, les contrôleurs des douanes de Hambourg ont fait état d'une prise spectaculaire : Ils ont saisi des comprimés de Subutex® d'un montant estimé à 1 million d'euros. Les comprimés provenaient de France et avaient pour destination les pays scandinaves. En France, le Subutex® n'est pas soumis à la législation sur les stupéfiants, contrairement à l'Allemagne et les pays scandinaves. Il peut s'acheter relativement facilement en pharmacie et un comprimé coûte 1 à 2 euros. L'Allemagne et les pays scandinaves sont des marchés attractifs : les prix sur le marché noir peuvent parfois atteindre plus de 30 euros par comprimé.

Essayez le test DrugWipe 2 S et voyez par vous-même.

¹ EMCDDA, www.emcdda.europa.eu/data/stats2022/szr_en, Oktober 2022



Securetec Detektions-Systeme AG

Lilienthalstrasse 7
85579 Neubiberg
Allemagne
T +49 89 203080-1651
F +49 89 203080-1652
info@securetec.net
www.securetec.net

© 2022 Securetec Detektions-Systeme AG
70546-FR-v02-2022-10-05

Source d'image : Adobe Stock Tino Neitz, Gerresheimer AG



DrugWipeGlobal@twitter