

DrugWipe A + F: zuverlässig und noch schneller

NEWSLETTER

April 2024



Kürzere Laufzeit für schnelle Ergebnisse und effektive Kontrollen

Ganze 3 Minuten schneller: Nicht nur im Sport ist das ein Meilenstein, sondern auch bei der Auswertung von Drogentests. Die bewährten DrugWipes A und F zeigen die Ergebnisse jetzt bereits nach 3 bis 5 Minuten statt wie bisher nach 8 Minuten. Die Zuverlässigkeit und Sicherheit der Tests bleiben dabei unverändert.

Die Drogentests DrugWipe A und DrugWipe F sind eine ideale Ergänzung zu den Speicheltests DrugWipe S. Mit den A- und F-Tests können Oberflächen auf Drogen getestet werden; der DrugWipe A weist zusätzlich Drogen im Schweiß oder auf der Haut nach. Gerade in Situationen, in denen keine Beprobung an Personen vorgenommen werden kann beziehungsweise keine Speicheltests möglich sind, schließen diese Tests eine Anwendungslücke. Die Oberflächentestung ist dann eine zuverlässige Methode,

DrugWipe A: für Oberflächen, Haut und Speichel

Der DrugWipe A ist ein Allrounder, der Drogen auf Oberflächen, auf der Haut und in Speichel nachweist. Die 5 gängigsten Drogen – Cannabis, Opiate, Kokain, Amphetamin, Methamphetamin – werden zuverlässig detektiert. Die Handhabung ist unkompliziert und das Ergebnis liegt in 3 bis 5 Minuten vor. Der Test kann flexibel in unterschiedlichen Situationen eingesetzt werden, sowohl Oberflächen als auch Personen können überprüft werden.

um Drogen nachzuweisen. So kann zum Beispiel durch die Beprobung von Lenkrädern bei Kontrollen im Straßenverkehr die Drogenkontrolle ergänzt werden.

Schneller mit bewährter Zuverlässigkeit

Um Drogentests noch schneller, effektiver und einfacher für Anwender und Getestete zu machen, verbessert Securetec seine Tests kontinuierlich. Die neueste

Einfache Handhabung: Drogentests mit dem DrugWipe A und dem DrugWipe F sind einfach und unkompliziert. Zusätzlich zu dem Drogentest benötigt man nur noch etwas Wasser. Eine entsprechend gefüllte Ampulle ist bereits in der Packung enthalten. Nach 3 bis 5 Minuten liegt das Ergebnis vor.





Leistungssteigerung ist die Beschleunigung der Testlaufzeit auf maximal 5 Minuten, 3 Minuten schneller als bisher. Selbstverständlich bleibt dabei die bewährte Zuverlässigkeit, die durch mehrere Studien¹ bewiesen ist, erhalten. Die Tests sind ab sofort verfügbar.

Die Oberflächentests DrugWipe A und F funktionieren auf allen Oberflächen und weisen auch ältere Drogen Spuren nach. Wie auch für den DrugWipe S gilt, dass

DrugWipe F: Oberflächentest zur Drogendetektion

Immer da, wo eine Drogenbeprobung an Personen nicht möglich ist, kommt der DrugWipe F zum Einsatz. Er detektiert schnell und zuverlässig die 5 häufigsten Drogenarten auf den unterschiedlichsten Oberflächen. Cannabis, Opiate, Kokain, Amphetamin und Methamphetamin werden auch nach einer länger zurückliegenden Kontamination sicher nachgewiesen. Auch dieser DrugWipe ist handlich und passt in jede Tasche, die Handhabung ist unkompliziert und einfach. Das Ergebnis ist nach 3 bis 5 Minuten sichtbar.

diese Art der Testung die Intimsphäre nicht verletzt, die Probe nicht manipulierbar ist und der Testende wirklich das überprüft, was getestet werden soll. Neben dem Einsatz bei Verkehrskontrollen werden Oberflächentests auch im Strafvollzug und bei der Unfallaufnahme regelmäßig eingesetzt.

Ideal für Workplace-Testungen

Und gerade auch im Workplace-Bereich können Oberflächentests eine sinnvolle Methode sein. Eine Oberflächenbeprobung bietet sich an, wenn Datenschutzaspekte berücksichtigt werden müssen, wenn eine Person sich einem Speicheltest verweigert oder um einen Anfangsverdacht zu bestätigen. In einem solchen Fall können Tests beispielsweise an einer Computertastatur, an einem Lenkrad, an einem Werkzeug oder an einem Schreibtisch durchgeführt werden. Mit einem positiven Oberflächentest kann der Arbeitgeber gut vorbereitet in ein persönliches Gespräch gehen.

Mit der Kombination aus den DrugWipe Oberflächen-, Speichel- und Hauttests bietet Securetec ein leistungsstarkes Drogentestportfolio, das für unterschiedlichste Anwendungen zuverlässige Ergebnisse bietet.



**DrugWipe® A- und F-Test:
schnelle und zuverlässige Drogenerkennung
in Speichel und Schweiß sowie auf Oberflächen in 3 bis 5 Minuten –
kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne!**

Quellen: ¹Australian Journal of Forensic Sciences, Comparison of in-scene presumptive tests for the detection of Cannabis traces on the inner surfaces of clip seal plastic bags, 20 Sep 2020, <https://doi.org/10.1080/00450618.2020.1823474>; Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 129 (2016) 282–287, Determination of different recreational drugs in sweat by headspace solid-phase microextraction gas chromatography mass spectrometry (HS-SPME GC/MS): Application to drugged drivers, <http://dx.doi.org/10.1016/j.jpba.2016.07.018>; Journal of Analytical Methods in Chemistry Volume 2016, Article ID 1234581, A Study on the Reliability of an On-Site Oral Fluid Drug Test in a Recreational Context, <http://dx.doi.org/10.1155/2016/1234581>.

Securetec Detektions-Systeme AG
Lilienthalstraße 7
85579 Neubiberg
Deutschland
T +49 89 203080-1651; F +49 89 203080-1652
info@securetec.net • www.securetec.net

© 2024 Securetec Detektions-Systeme AG ; 70585-DE-v01-2024-04-17
Bildquellen: Securetec AG

DrugWipe® auf YouTube



@drugwipe



@DrugWipeGlobal



we detect to protect