

# WipeAlyser®

## NEWSLETTER

September 2018



## DrugWipe®-Ergebnisse schwarz auf weiß

**Das ideale mobile Analysegerät für Drogenkontrollen im Straßenverkehr und am Arbeitsplatz.**

Robust, stoßfest und spritzwassergeschützt ist der WipeAlyser für den Außeneinsatz optimal geeignet. Intuitive und schnelle Bedienung sowie ein ergonomisches Design sind weitere Kennzeichen dieser neuen Generation eines mobilen Analysegerätes. Der WipeAlyser garantiert durch die elektronische Auswertung des DrugWipe jederzeit ein objektives Ergebnis. In Ergänzung zum Testergebnis werden GPS-Position, Zeitpunkt der Kontrolle, Name des Probanden und weitere Personendaten gespeichert. Der WipeAlyser verfügt über einen integrierten Drucker. Das Protokoll des Schnelltests mit allen zuvor erfassten

Daten lässt sich sofort in Belegform ausdrucken – beispielsweise um dieses dem Probanden zu zeigen und unterschreiben zu lassen. Der gesamte Testprozess ist somit sicher und transparent dokumentiert und die Daten können am Ende des Einsatzes auf einen PC überspielt werden.

### Erste Erfahrungen aus der Praxis

Die spanische Polizei zeigte sich nach ersten Einsätzen sehr zufrieden mit der einfachen und sicheren Handhabung des Geräts. Als großer Zusatznutzen wurde hervorgehoben, dass man dem Probanden das





Ergebnis schwarz auf weiß in Form eines Ausdrucks präsentieren kann. Auch im Einsatz bei einem großen Musikfestival in Brandenburg überzeugte der WipeAlyser.

### Ein starkes Team

Im Gegensatz zu vielen anderen Drogenschnelltests benötigt der DrugWipe nicht unbedingt ein

elektronisches Gerät zur Auswertung. Schon bei geringsten Drogenspuren wird das Testergebnis zuverlässig visuell angezeigt. Die Kombination mit dem WipeAlyser bietet jetzt zusätzlich die Möglichkeit, den Kontrollprozess einfach zu dokumentieren und digital mit allen geforderten Zusatzinformationen weiterzuverarbeiten.



## Überzeugen Sie sich selbst - wir beraten Sie gerne!

### Technische Features

- hochauflösendes Farbdisplay
- integrierter Drucker für eine schnelle Dokumentation
- Datenspeicher für Auswertung und Dokumentation
- Unabhängigkeit durch lange Akkulaufzeit (Ladefunktion 100-240 V)
- integrierter Scanner zum Auslesen von Barcodes
- Schnittstellen: USB, SD-Karte



Welche Zusatzinformationen bei Kontrollen aufgenommen werden, kann je nach Anforderung eingestellt werden.



**Securetec Detektions-Systeme AG**  
Lilienthalstraße 7  
85579 Neubiberg  
Deutschland  
T +49 89 203080-1651  
F +49 89 203080-1652  
info@securetec.net  
www.securetec.net  
© 2018 Securetec Detektions-Systeme AG  
70542-v01-DE-2018-09-11