



PRESSEMELDUNG

Securetec stellt mobiles Analysegerät WipeAlyser® für DrugWipe® vor

Drogenschnelltests objektiv auswerten und transparent dokumentieren

Neubiberg, 17. September 2018. Die Securetec Detektions-Systeme AG, weltweit führender Hersteller von Produkten zum Nachweis von Sucht- und Gefahrstoffen, bringt mit dem WipeAlyser ein mobiles Analysegerät zur Anwendung mit dem bewährten Drogenschnelltest DrugWipe auf den Markt.

DrugWipe selbst ist ein sehr präziser Speicheltest zum schnellen und sicheren Nachweis von bis zu sieben Drogenarten. Durch die Kombination DrugWipe und WipeAlyser steht dem Anwender jetzt ein System zur Verfügung, welches jederzeit ein objektives Testergebnis digital dokumentiert. Alle erforderlichen Informationen inklusive Angaben zu Probanden, Zeitstempel und auf Wunsch GPS-Daten vom Ort der Kontrolle können durch das neue Analysegerät erfasst und direkt vor Ort über den integrierten Drucker des WipeAlyzers als Protokoll und Beleg ausgegeben werden.

Robust, stoßfest und spritzwassergeschützt ist das Gerät optimal für den Außeneinsatz geeignet. Intuitive und schnelle Bedienung sowie ein ergonomisches Design sind weitere Kennzeichen dieser neuen Gerätegeneration. Über ein individuell einstellbares Rechte-Management lässt sich der Einsatz anwenderspezifisch an Datenschutz- und Verfahrensvorgaben anpassen und vor versehentlichen Veränderungen der Einstellungen schützen. Durch Kalibrierung und Selbsttests arbeitet der WipeAlyser stets absolut zuverlässig. Testergebnisse können mit Daten zur getesteten Person ergänzt werden.

DrugWipe ist ein äußerst zuverlässiger Drogen-Schnelltest für den mobilen Einsatz, der schnell präzise Ergebnisse liefert. Der Konsum von bis zu sieben Drogenarten (Cannabis, Opiate, Kokain, Amphetamine, Methamphetamine (MDMA, Ecstasy), Benzodiazepine und Ketamin) kann mit dem einfach und

hygienisch durchzuführenden Schnelltest sicher nachgewiesen werden. DrugWipe ist bei Zoll-, Polizei- und Justizbehörden in über 30 Ländern im Einsatz.

Verfügbar ist der WipeAlyser ab 17. September 2018.

Mehr Informationen unter www.securetec.net

Verfügbares Bildmaterial

Folgendes Bildmaterial steht druckfähig im Internet zum Download bereit:

https://www.securetec.net/sites/default/files/09_Slider/1_wipealyser_mit_drugwipe_bearbeitet.jpg



Bildquelle: Securetec Detektions-Systeme AG

WipeAlyser: das ideale mobile Analysegerät für Drogenkontrollen

Über die Securetec Detektions-Systeme AG

Der deutsche Weltmarktführer Securetec begann 1995 als einer der Pioniere im Bereich Drogendetektion. Die Marke DrugWipe steht heute für höchste Zuverlässigkeit bei einfachster und hygienischer Handhabung. Der Speicheltest ist bei Einsatzkräften wie Verkehrspolizei, Zoll und Sicherheitsbehörden weltweit bewährt und in mehr als 30 Ländern auf 5 Kontinenten im Einsatz.

Weitere Informationen und Pressekontakt:

Securetec Detektions-Systeme AG
Claudia Stahl
Lilienthalstraße 7
85579 Neubiberg
Deutschland

Telefon: +49 89 203080-1694
Telefax: +49 89 203080-1652
E-Mail: stahl@securetec.net
www.securetec.net