

D.TecT®

Schnell – Sicher – Zuverlässig

www.securetec.net



D.TecT® – Drogenschnelltests


D.TecT® steht für den schnellen, sicheren und zuverlässigen Nachweis von Drogenkonsum im Urin. Der große Vorteil von D.TecT® Drogenschnelltests ist für viele Fragestellungen die relativ lange Nachweisdauer von Drogen und deren Abbauprodukten im Urin (s. Abbildung). Bei vielen Drogengruppen bedeutet dies positive Testergebnisse auch mehrere Tage nach dem Konsum.

Die D.TecT® Produktfamilie besteht aus den bewährten Testformaten Tauch-, Pipettier- und Bechertest.

Schneller und sicherer Drogennachweis im Urin


Drogen werden im Körper des Konsumenten abgebaut und über den Urin als sogenannte Metaboliten ausgeschieden. Dabei ist deren Konzentration im Urin relativ hoch und das Nachweisenfenster mit einer Spanne von mehreren Stunden bis Wochen sehr lange. Ein Drogentest im Urin eignet sich hervorragend für den Nachweis eines generellen Drogenkonsums, beispielsweise im Strafvollzug, in der Rehabilitation, beim stationären Entzug oder bei der ambulanten Substitution.

Urintests lassen keine Rückschlüsse auf eine gerade vorliegende Beeinflussung der getesteten Person zu. Für die Beantwortung der Frage, ob eine Person akut unter dem Einfluß von Rauschmitteln steht, sind Speicheltests besser geeignet.




Nachweisdauer von Drogen in biologischem Material und auf Oberflächen

Pipettiertests



Tauchtests



Bechertest



Produktübersicht und Grenzwerte

D.TecT® Multi-Pipettiertest

Art. Nr.	Bezeichnung	Tests/ VE
5-fach Pipettiertest		
UI2305	(AMP1000 / COC300 / THC50) (MET1000) (MOP300)	25

D.TecT® Multi Tauchtests im Kassettengehäuse

Art. Nr.	Bezeichnung	Tests/ VE
5-fach Tauchtests		
UI2205	COC300 / MOP300 / AMP1000 / MET1000 / THC50	25
UI2215	COC300 / AMP1000 / MET500 / THC50 / MOP300	25
10-fach Tauchtest		
UI2210	COC300 / AMP1000 / MET1000 / THC50 / MTD300 / MDMA500 / TCA1000 / MOP300 / BZO300 / BUP10	25

D.TecT® Multi-Bechertest

Art. Nr.	Bezeichnung	Tests/ VE
5-fach Bechertest		
UI2405	COC300 / MOP300 / AMP1000 / MET1000 / THC50	25

D.TecT® Grenzwerte

Test	Kalibrator	Cut-off (ng/ml)
Amphetamin (AMP1000)	d-Amphetamin	1000
Amphetamin (AMP300)	d-Amphetamin	300
Benzodiazepin (BZO300)	Oxazepam	300
Buprenorphin (BUP10)	Buprenorphin	10
Kokain (COC300)	Benzoylcegonin	300
Marihuana (THC50)	11-nor- Δ^9 THC-9 COOH	50
Methadon (MTD300)	Methadon	300
Methamphetamin (MET1000)	d-Methamphetamin	1000
Methamphetamin (MET500)	d-Methamphetamin	500
Methamphetamin (MET300)	d-Methamphetamin	300
Methylenedioxyamphetamin (MDMA500)	d,l-Methylenedioxy-Methamphetamin	500
Morphium (MOP300)	Morphium	300
Tricyclische Antidepressiva (TCA1000)	Nortriptylin	1000

Sie haben eine Frage? Rufen Sie uns an!

Securetec Detektions-Systeme AG

Lilienthalstraße 7
85579 Neubiberg
Deutschland
T +49 89 203080-1651
F +49 89 203080-1652
info@securetec.net
www.securetec.net

© 2018 Securetec Detektions-Systeme AG
70504-DE-v02-2018-01-29