

# WipeAlyser®

## BOLETÍN DE NOTICIAS

Septiembre de 2018



### Resultados de DrugWipe® en blanco y negro

**El dispositivo móvil idóneo para controles de carretera y detección de drogas en el lugar de trabajo.**

Robusto, resistente a impactos y equipado con protección contra salpicaduras, el WipeAlyser es idóneo para su uso en exteriores. Entre otras de las características distintivas de este analizador móvil de última generación se encuentran la velocidad, el manejo intuitivo y un diseño ergonómico.

WipeAlyser garantiza que los resultados son siempre objetivos gracias al análisis electrónico de los resultados de DrugWipe. Además del resultado del test, almacena la posición GPS, la hora de la detección, el nombre del sujeto que ha realizado la prueba y otros datos personales. WipeAlyser se entrega con una impresora

integrada. El registro del test de detección rápida, con todos los datos introducidos anteriormente, puede imprimirse de forma rápida para, por ejemplo, mostrarlo al sujeto de la prueba para que lo firme. De esta forma se garantiza que todo el proceso de prueba quede documentado de un modo fiable y transparente y que los datos puedan transmitirse posteriormente al PC.

#### Primer uso práctico para la detección de drogas

El dispositivo se utilizó por primera vez por efectivos policiales españoles, quienes quedaron muy satisfechos



por la facilidad y seguridad de uso de WipeAlyser. Una de las principales ventajas destacadas por los agentes fue que el dispositivo les permitió presentar a los sujetos de la prueba los resultados en blanco y negro en forma de documento impreso. WipeAlyser también demostró resultar muy efectivo en un importante festival musical de Brandemburgo, Alemania.



## Una combinación ganadora

A diferencia de otros tests de detección de drogas rápidos, DrugWipe requiere necesariamente un dispositivo electrónico para el análisis. Incluso si solo se encuentran rastros muy débiles de drogas, puede presentar visualmente resultados fiables. Ahora, combinado con WipeAlyser, DrugWipe permite una documentación sencilla del proceso de detección junto con un procesamiento digital posterior con toda la información adicional necesaria.

**Compruébelo por usted mismo.**

**Le ayudaremos encantados.**

### Características técnicas

- Pantalla en color de alta resolución
- Impresora integrada para una rápida documentación
- Memoria para el almacenamiento de análisis y documentación
- Autonomía gracias a batería de larga duración (función de carga 100-240 V)
- Escáner integrado para la lectura de códigos de barras
- Puertos: USB, tarjeta SD



La información adicional que se registra durante la prueba de detección puede personalizarse para satisfacer los requisitos de cada cliente.



**Securetec Detektions-Systeme AG**

Lilienthalstraße 7  
85579 Neubiberg  
Alemania  
T +49 89 203080-1651  
F +49 89 203080-1652  
info@securetec.net  
www.securetec.net

© 2018 Securetec Detektions-Systeme AG  
70542-v01-ES-2018-09-11