

WipeAlyser®

LETTRE D'INFORMATION

Septembre 2018



Des résultats DrugWipe® noir sur blanc

Un dispositif mobile de dépistage des drogues idéal pour les contrôles routiers et le lieu de travail.

Robuste, résistant aux chocs et aux éclaboussures, le WipeAlyser convient parfaitement à l'usage en extérieur. Cet analyseur mobile de nouvelle génération se distingue également par sa rapidité, son utilisation intuitive et son design ergonomique.

Grâce à l'analyse électronique des résultats du test DrugWipe, le WipeAlyser garantit des résultats toujours objectifs. Outre le résultat de test, il enregistre la position GPS, l'heure du dépistage, le nom de la personne testée, ainsi que d'autres données personnelles.

Le WipeAlyser est livré avec une imprimante intégrée. Il est possible d'imprimer rapidement le journal du test

de dépistage rapide, ainsi que toutes les données saisies précédemment. On obtient ainsi un document qui pourra, par exemple, être montré à la personne testée avant d'être signé. L'ensemble du processus de test est donc documenté de manière fiable et transparente et il est ensuite possible de transférer les données vers un PC.

Première utilisation pratique dans le dépistage de drogues

Le dispositif a été utilisé pour la première fois par la police espagnole. Très heureux de l'utilisation simple



et sûre du WipeAlyser, les officiers de police ont souligné un de ses avantages majeurs : ce dispositif leur permettait de montrer aux personnes contrôlées les résultats noir sur blanc, sous forme de document imprimé. Le WipeAlyser s'est également avéré efficace lors d'un festival de musique de grande envergure à Brandebourg, en Allemagne.



Une combinaison gagnante

Contrairement à de nombreux autres tests rapides de dépistage de drogues, le DrugWipe ne nécessite pas forcément un dispositif électronique pour l'analyse. Même si de très faibles traces de drogues sont détectées, des résultats de test fiables sont présentés. Et une fois combiné au WipeAlyser, le DrugWipe permet la documentation aisée du processus de dépistage, ainsi que son traitement numérique ultérieur avec toutes les informations requises.

**Voyez par vous-même,
n'hésitez pas à nous
contacter !**

Caractéristiques techniques

- Écran couleur haute résolution
- Imprimante intégrée pour une documentation rapide
- Mémoire stockant l'analyse et la documentation
- Autonomie de longue durée (fonction de chargement 100–240 V)
- Scanner intégré pour la lecture des codes-barres
- Ports : USB, carte SD



Il est possible de personnaliser les informations supplémentaires enregistrées lors du dépistage selon vos exigences individuelles.



Securetec Detektions-Systeme AG

Lilienthalstrasse 7
85579 Neubiberg
Allemagne
Tél +49 89 203080-1651
Fax +49 89 203080-1652
info@securetec.net
www.securetec.net

© 2018 Securetec Detektions-Systeme AG
70542-v01-FR-2018-09-11