



SECURETEC

DrugWipe®

CA	BZO	CL
	AM MET	CL
OP	CO	CL



PRESS



DrugWipe S

TEST SALIVAIRE

Domaine d'application : contrôles routiers

- **Fiable** : manipulation sûre ; résultats de tests fiables même en cas de sécheresse buccale.
- **Ciblé** : teste les effets directs (et non la consommation à long terme).
- **Discret** : respecte la vie privée.
- **Largement accepté** : taux de coopération très élevé lors du prélèvement.
- **Hygiénique** : réalisation rapide et facile du prélèvement.




► DrugWipe S 604 G + benzodiazépine

3-8 min.



► DrugWipe S 505 G

Test salivaire pour le cannabis, les amphétamines/méthamphétamines, les opiacés et la cocaïne



► DrugWipe S 602 G

+ kétamine et PCP

Références



Exemple **AUSTRALIE**

- **Historique** : contrôles de stupéfiants depuis 2004 avec DrugWipe – Intensification croissante des tests dans tous les États sur le modèle de ce qui a été pratiqué dans le Victoria.
- **Procédure** : contrôle de stupéfiants sur la voie publique sous la forme d'une procédure en deux étapes.



1. Test dans la voiture avec DrugWipe II TWIN

2. Test dans le fourgon de police avec DrugWipe Combo

Analyses de confirmation en laboratoire

- **Expériences** :
 - Taux d'appréhension très élevés
 - Très haut niveau de concordance avec les résultats des analyses de confirmation (96 à 99,5 %)
 - Taux d'acceptation très élevé du test rapide de dépistage de stupéfiants chez les personnes ayant fait l'objet d'un prélèvement (97 %)
 - Taux de coopération très élevé chez les personnes ayant fait l'objet d'un prélèvement (98 %)



Images : campagne australienne contre la conduite sous l'emprise de stupéfiants

**DRIVER
DRUG TEST
CONDUCTED
IN VICTORIA**





Exemple **FRANCE**

- **Historique** : 74.000 conducteurs ont été jugés pour conduite sous stupéfiants en l'espace d'une année.
- **Procédure** :
 - Une combinaison de campagnes et de contrôles ponctuels doit entraîner un changement de comportement.
 - Des tests d'analyse de confirmation simples sur la salive sont réalisés depuis 2017 sur l'ensemble du territoire.
- **Expériences** :
 - DrugWipe est l'outil idéal pour le contrôle du trafic de stupéfiants.
 - Sa facilité d'utilisation permet d'effectuer de nombreux contrôles.
 - L'introduction du dépistage salivaire permet d'accroître les contrôles de stupéfiants.



Image : contrôle routier en France

DrugWipe A

TEST SUR SURFACES, SUEUR
ET SALIVE

Domaines d'application : douanes,
protection des frontières, sécurité au
travail

- **Polyvalent** : test adapté à chaque situation.
- **Flexible** : permet d'effectuer des tests sur la salive, la sueur et les surfaces
- **Conçu sur mesure** : tests ciblés en cas de soupçon de consommation de drogue



DrugWipe F

TEST SUR SURFACES

Domaines d'application : constats d'accidents, milieu carcéral, sécurité au travail

- **Simple** : pour tous ceux qui ne sont pas autorisés à effectuer des dépistages sur les personnes
- **Discret** : test sans contact direct avec la personne
- **Fiable** : dépistage sûr des traces invisibles sur toutes les surfaces ainsi que d'une contamination plus ancienne




Présentation du pr



Nom		Cannabis	Cocaïne
DrugWipe® 2 S	Salive		
DrugWipe® 5 S		x	x
DrugWipe® 6 S		x	x
DrugWipe® 6 S		x	x
DrugWipe® 1 A	Surfaces, sueur, salive	x	
DrugWipe® 1 A			x
DrugWipe® 1 A			
DrugWipe® 1 A			
DrugWipe® 2 A		x	
DrugWipe® 2 A			x
DrugWipe® 5 A		x	x
DrugWipe® 5 F	Surfaces	x	x

Tests rapides de dépistage de stupéfiants de Securetec – Aperçu des avantages

Produit



Opiacés	Amphétamines/méthamphétamines	Benzodiazépine	Kétamine/PCP	Buprénorphine	Méthadone	N° réf.
				x	x	S 207 G
x	x					S 505 G
x	x	x				S 604 G
x	x		x			S 602 G
						A 101 A
						A 102 A
x						A 103 A
	x					A 104 A
	x					A 201 A
x						A 203 A
x	x					A 501 A
x	x					F 501 A

- Test de poche de pantalon pour les interventions mobiles
- Manipulation rapide et facile
- Confirmation rapide du soupçon initial
- Bandelette de réponse positive : ligne rouge indiquant la consommation actuelle de stupéfiants
- Des anticorps hautement spécifiques garantissent un dépistage fiable
- Sensible : dépistage de l'ordre du nanogramme
- Quantité de prélèvement minimale

Securetec

L'entreprise




Recherche et développement

Depuis 25 ans, Securetec conçoit et développe avec succès sur son lieu d'implantation en Allemagne des produits adaptés à des applications spécifiques dans les domaines de la technologie de flux latéral, du diagnostic de point d'intervention et du diagnostic in vitro.

Chaque année, 9 % du chiffre d'affaires sont investis en recherche et développement. Les spécialistes de notre service de R&D se consacrent au développement de biocapteurs et de tests rapides innovants pour une analyse sur site. Notre expertise se concentre sur le dépistage de petites molécules, en particulier celles présentes dans les stupéfiants, les substances dangereuses et les micro-organismes.

Cela nous permet de développer des technologies brevetées et de concevoir des tests rapides sur mesure pour nos clients :

- Tests rapides **DrugWipe®** destinés au dépistage de la consommation de stupéfiants dans la salive, la sueur (peau) et sur des surfaces
- Tests rapides **DrugID®** destinés à l'identification de stupéfiants inconnus
- Tests rapides **DrugCon®** destinés à la détection de stupéfiants en phase gazeuse
- **ChE check mobile** destinés à la détection de l'activité de l'acétylcholinestérase directement chez les patients
- Tests **LOST** pour le dépistage de contamination au gaz moutarde sur la peau





Production et assurance qualité

En tant qu'entreprise certifiée EN ISO 13485 et ISO 9001 depuis 2004, nous accordons une grande importance à la qualité de nos produits. Un audit annuel est réalisé par TÜV Süd (Association d'inspection technique). Pour nous, la gestion totale de la qualité n'est pas seulement un terme tiré d'un manuel mais une pratique courante.



Notre entreprise est de taille moyenne et nous vendons chaque année près d'1,5 million de tests de dépistage de stupéfiants. Nous comptons donc parmi les premiers fournisseurs à l'échelle internationale. Nous établissons des normes en matière de dépistage des stupéfiants comme en attestent des études internationales comparatives et la satisfaction de nos clients présents dans plus de 30 pays dans le monde.

Nous sommes animés par la volonté de contribuer à la sécurité des personnes.





SECURETEC
DETEKTIONS-SYSTEME AG



Vidéos sur la manipulation
[securetec@youtube](#)



Securetec France S.à r.l
20, Place des Halles
Tour Europe · 67000 Strasbourg
numéro vert 0800.940.884
marketing@securetec.net
www.securetec.net