

AChE check Control high/low

Professionelles Qualitäts-
management leicht gemacht

www.securetec.net



AChE check Control

AChE check Control erhöht Sicherheit und Aussagekraft der AChE-Bestimmung. Der Einsatz von Kontrollen schafft die Voraussetzung zur Erfüllung gesetzlicher und normativer Vorgaben.

- ✓ Einfache Handhabung
- ✓ Hohe Ähnlichkeit zu Patientenproben
- ✓ Vorgegebene Zielwerte und Toleranzbereiche für die Anwendung mit dem ChE check mobile
- ✓ Verwendbar auch für AChE-Tests anderer Hersteller

AChE check Control besteht aus zwei lyophilisierten Vollblut-Kontrollproben. Eine Kontrolle hat eine Acetylcholinesterase-Aktivität innerhalb des Normbereichs. Die andere Kontrollprobe ist auf eine niedrige/gehemmte Aktivität eingestellt.

Damit werden die medizinisch relevanten Entscheidungsbereiche abgedeckt.

Securetec Detektions-Systeme AG

Lilienthalstraße 7 · 85579 Neubiberg · Deutschland

T +49 89 203080-1651 · F +49 89 203080-1652

info@securetec.net · www.securetec.net

© Securetec Detektions-Systeme AG 2016 · 70531-DE-v01-2016-06-23 · Image source: fotolia



Artikelnummer: CH1300

